

PERFEROITU KEMIKAALIEN IMEYTYSMATTO

Kaikkien nesteiden imeyttämiseen

OMINAISUUDET:

- Valmistettu imukykyisestä mikrokuiduista.
- Kelluu vedessä
- Suuri vetolujuus myös märkänä, jolloin matto on helppo poistaa ja se kestää päällä liikkumisen.
- Imee itseensä öljyt, orgaaniset liuottimet, rasvat ja väkevät hapot mm: suolahapon, linolihapon, fluorivetyhapon, etikkahapon, akryylihapon, bentsoehapon, boorihapon.
- Paino 200g/m², imukyky 4-5L /m² nesteen viskositeetista riippuen.
- Perferointi 50cm välein, katkaisu käsin on vaivatonta.
- Voidaan käyttää pöydällä suoja-alustana osien purussa.
- Maton kuidut eivät aiheuta ärsytystä iholla, suojakäsineitä ei tarvita puhdasta mattoa käsitellessä.
- Voidaan käyttää imeyttämiseen myös kohteissa, joissa matto saattaa joutua kosketuksiin ruuan tai juomaveden kanssa (max +40°C lämpötiloissa).

KÄYTTÖKOHTEET:

Lattiat, koneiden vierustat, käytävät jne. Roiskeiden ja vuotojen poisto ja ennaltaehkäisy.
Tynnyrin käsittely

KÄYTTÖOHJE:

Matto levitetään imeytettävän aineen päälle ja nesteen annetaan imeytyä. Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevään suojaukseen esim. koneiden alla. Matto hävitetään kullekin aineelle asetettujen määräysten mukaisesti.

Pakkauskoko

Rulla 50cm x 40m/ 20m²

Tuotenumero

13-1230

